

### 3. MESURE DE VARIATION DE POIDS

L'écran inférieur peut être mis à zéro à tout moment pour mesurer une variante de poids. Cette mise à zéro peut intervenir au choix :

- au début d'une dialyse pour visualiser la variation pendant la dialyse,
- Chaque matin, après avoir visualisé la variation de la journée écoulée.

Pliez ici



Sélectionner l'afficheur de variation.



Sélectionner la mise à zéro.



Valider.  
La tare est réalisée

### 4. SOLUTIONS DE SECOURS

En cas d'affichage erroné lié à une erreur de manipulation ou de procédure, 2 solutions sont possibles pour rétablir, sans mobiliser le patient, les conditions de pesée fiable.

- Si le poids du patient est connu (reprendre la valeur de la dernière pesée) (ex : 54kg)



Sélectionner l'écran de poids



Entrer grâce au clavier le poids connu



Valider

Un symbole apparaît pour signaler qu'une introduction manuelle a été réalisée.

#### 4.1 La Ré-initialisation.



Si le lit est remis dans sa configuration de départ (Cf. 1. La tare), un appui bref sur cette touche remet la balance à zéro pour accueillir le patient suivant.



## MANUEL D'UTILISATION DE LA PESEE – LIT C1080

### 1. MISE EN ROUTE



Mettre la pesée en marche, en appuyant sur le bouton vert de l'onduleur pendant 2 secondes (1 Bip doit retentir).



Pendant 2mn, le système s'auto test.  
En profiter pour préparer le lit avec les éléments souhaités (matelas, draps, ...)



A la fin du test, le poids des éléments posés sur le lit s'affiche. Le lit est prêt à être taré.

### 2. LA TARE (Mise à zéro de la balance)

- La tare doit être réalisée avec les éléments qui ont été définis comme devant être la configuration dans laquelle le lit doit être mis entre deux patients. (Ex: matelas, draps.....)
- Entre 2 patients, la tare n'est pas nécessaire si les éléments (matelas, draps, ...) sont remis à l'identique.



Sélectionner l'afficheur du poids.



Sélectionner la mise à zéro.



Valider.  
La tare est réalisée pour l'afficheur de poids



## MANUEL D'UTILISATION DE LA PESEE – LIT C1080

### 5. L'AUTO-COMPENSATION

Lorsque des éléments (corset, plâtre, cadre de traction, ...) sont rajoutés, ou enlevés de façon permanente par rapport aux éléments présents lors de la tare, il convient de modifier la tare de la façon suivante :



**Sélectionner l'écran de poids**



**Sélectionner la fonction auto-compensation**



**Valider**

Puis ajouter ou enlever l'élément, et **terminer les manipulations comme suit:**



**Sélectionner l'écran de poids**



**Sélectionner la fonction auto-compensation**



**Valider**



**Malgré le poids du matériel ajoutés, la pesée affiche le poids réel du patient**

Dans ce cas le poids des éléments rajoutés, bien que pris en compte, n'apparaît pas sur l'afficheur de poids. **Seul y apparaît le poids du patient.**